

BỆNH VIỆN ĐKKV PHÍA NAM BÌNH THUẬN



**QUY TRÌNH XỬ LÝ  
DỤNG CỤ KHÔNG CHỊU NHIỆT  
QT.NBT.072**

|           | <b>Người viết</b>      | <b>Người kiểm tra</b> | <b>Người phê duyệt</b> |
|-----------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Họ và tên | ThS.ĐD Nguyễn Thị Long | CNĐD Lê Thị Lý        | BSCKII Hồ Phi Long     |
| Ký        | (Đã ký)                | (Đã ký)               | (Đã ký)                |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p><b>BỆNH VIỆN ĐKKV<br/>PHÍA NAM BÌNH THUẬN</b></p> | <p><b>QUY TRÌNH XỬ LÝ DỤNG<br/>CỤ KHÔNG CHỊU NHIỆT</b></p> | <p>Mã số: QT.NBT.078<br/>Ngày ban hành: 03/7/2017<br/>Lần ban hành: 01</p> |
|--|--|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

1. Người có liên quan phải nghiên cứu và thực hiện đúng các nội dung của quy định này.
2. Nội dung trong quy định này có hiệu lực thi hành như sự chỉ đạo của Giám đốc bệnh viện.

**NOI NHẬN** (ghi rõ nơi nhận rồi đánh dấu "X" ô bên cạnh)

|   |                         |   |                          |
|---|-------------------------|---|--------------------------|
| X | Ban Giám đốc            | X | Phòng Quản lý chất lượng |
| X | Phòng Kế hoạch tổng hợp | X | Các khoa lâm sàng        |
| X | Phòng Điều dưỡng        |   |                          |

**THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI** (tình trạng sửa đổi so với bản trước đó)

| Trang | Hạng mục sửa đổi | Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi |
|-------|------------------|-----------------------------------|
|       |                  |                                   |
|       |                  |                                   |
|       |                  |                                   |
|       |                  |                                   |

## I. MỤC ĐÍCH

- Khử khuẩn dụng cụ đúng theo quy trình.
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng cho người bệnh và nhân viên y tế.
- Tiêu diệt vi sinh vật, ngoại trừ một số bào tử.

## II. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.
- Dụng cụ không chịu nhiệt: bình làm ẩm oxy, mask phun khí dung, mask gây mê, đèn nội khí quản có bóng, nòng nội khí quản, dây câu nối phun khí dung, dây câu nối hút đờm nhớt, dây máy thở, dây CPAP, bóng (ampu).

## III. THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

### ❖ ĐỊNH NGHĨA TỪ NGỮ

- KK: là quá trình loại bỏ hầu hết hoặc tất cả vi sinh vật gây bệnh trên DC nhưng không diệt bào tử.
- KK mức độ cao: là quá trình loại bỏ hầu hết hoặc tất cả vi sinh vật gây bệnh trên DC và một số bào tử.
- Làm sạch: là quá trình sử dụng biện pháp cơ học để làm sạch những tác nhân nhiễm khuẩn và chất hữu cơ bám trên DC, mà không nhất thiết phải diệt hầu hết tác nhân nhiễm khuẩn.

### ❖ TỪ VIẾT TẮT

- DC: Dụng cụ
- KK: Khử khuẩn
- KSNK: Kiểm soát nhiễm khuẩn
- KLS: Khoa lâm sàng






## IV. TÀI LIỆU VIỆN DẪN



- Thông tư số 18/ 2009/ TT-BYT ngày 14/10/2009 hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
- Quyết định 3671/QĐ-BYT ngày 27/9/2012 hướng dẫn về công tác khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ trong các cơ sở khám chữa bệnh.
- Hướng dẫn thực hành khử khuẩn tiệt khuẩn của Bộ Y tế năm 2013.

## V. NỘI DUNG CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

1. Chuẩn bị:
  - Vệ sinh nơi làm việc.
  - Chuẩn bị phương tiện:
    - + Trang phục phòng hộ cá nhân: áo choàng, nón, khẩu trang, găng tay, kính.
    - + Hóa chất, bồn đựng hóa chất có nắp đậy kín loại 20 lít.
    - + Bàn chải, chổi rửa dụng cụ, khăn lau, xô đựng dụng cụ, xe vận chuyển.
    - + Nước rửa vô khuẩn, vòi xịt khí nén.
    - + Túi ép, băng keo.
    - + Máy sấy khô.
2. Thu nhận DC từ các khoa:
  - Tiếp nhận dây máy thở, DC không chịu nhiệt từ các khoa và kiểm tra (thời gian tiếp nhận từ 7h 30 phút đến 8h) (DC được xử lý lần 1 ngay sau khi sử dụng tại các khoa: Tháo rời từng bộ phận, ngâm ngập trong dung dịch Helizyme trong 5 phút, xả lại bằng nước sạch).
  - Mang phương tiện phòng hộ cá nhân: mũ, khẩu trang, găng tay, tạp dề, ủng, kính mắt.
  - Đối chiếu sổ sách, đếm DC trên thực tế xem có đủ cơ số.
  - Kiểm tra từng bộ dây máy thở, DC không chịu nhiệt có đầy đủ, hư hỏng, gãy thủng hay không.
  - Kiểm tra DC đã sạch chưa, nhìn trong lòng ống dây máy thở có máu, dịch tiết hay không (Nếu DC chưa sạch, còn máu, dịch tiết... thì trả về cho khoa xử lý lại).
3. Xử lý DC:
  - Nhận và tháo rời DC, tháo rời dây máy thở, xả lại bằng nước sạch (Tránh làm gãy, hỏng DC).
  - Lấy DC để ráo rồi ngâm vào bồn ENDO START RFU 0,55% trong 5 phút.( Ngâm đúng thời gian quy định.)
  - Lấy DC để ráo rồi ngâm vào bồn chứa nước vô khuẩn.
  - Mang găng tay vô khuẩn khi thực hiện.
  - Ngâm ngập DC trong nước vô khuẩn.
  - Rửa DC cho đến khi sạch, không còn máu, dịch tiết, mùi hóa chất.
  - Lấy DC ra cho ráo nước, để DC vào thau đã trải khăn vô khuẩn.
4. Đóng gói DC:
  - Chuyển DC đến khu vực sạch.
  - Dùng gạc vô khuẩn lau khô DC hoặc xịt bằng vòi khí nén có bộ lọc vô trùng.
  - Sấy khô trong tủ sấy ở 50<sup>0</sup> C trong 40 phút (tùy từng loại DC).
  - Đóng gói DC
  - Kiểm tra DC một lần nữa.
5. Lưu trữ và cấp phát:
  - Bàn giao kho lưu trữ.
  - Kho sắp xếp DC theo từng khu vực.
  - Nhiệt độ phòng từ 18 – 22<sup>0</sup> C, độ ẩm 40 -50
  - Cấp phát cho khoa sử dụng.
  - Dọn dẹp nơi làm việc, cởi bỏ trang phục phòng hộ, rửa tay thường quy.

**VI. LƯU ĐỒ**

| PHỤ TRÁCH   | CÁC BƯỚC THỰC HIỆN  | NỘI DUNG THỰC HIỆN   |
|-------------|---|--|
| KSNK        |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vệ sinh nơi làm việc.</li> <li>- Chuẩn bị phương tiện.</li> </ul>   |
| KSNK<br>KLS |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Tiếp nhận DC không chịu nhiệt từ các khoa và kiểm tra. (DC đã được xử lý lần 1 bằng Helizyme tại các khoa).</li> <li>-Kiểm tra từng bộ dây máy thở, DC không chịu nhiệt có đầy đủ, hư hỏng, gãy thủng hay không.</li> <li>-Kiểm tra DC đã sạch chưa (Nếu DC còn máu, dịch tiết...thì trả về cho khoa xử lý lại).</li> </ul>  |
| KSNK        |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Nhận và tháo rời DC, xả lại bằng nước sạch.</li> <li>-Lấy DC để ráo rồi ngâm vào bồn ENDO START RFU 0,55% trong 5 phút.</li> <li>-Lấy DC để ráo rồi ngâm vào bồn chứa nước vô khuẩn.Ngâm ngập DC trong nước vô khuẩn.</li> <li>-Rửa DC cho đến khi sạch, không còn máu, mùi hóa chất.</li> <li>-Lấy DC ra cho ráo nước, để DC vào thau đã trải khăn vô khuẩn.</li> </ul> |
| KSNK        |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Chuyển DC đến khu vực sạch.</li> <li>-Dùng gạc vô khuẩn lau khô DC hoặc xịt bằng vòi khí nén có bộ lọc vô trùng.</li> <li>-Sấy khô trong tủ sấy ở 50<sup>0</sup> C trong 40 phút (tùy từng loại DC).</li> <li>-Đóng gói DC</li> <li>-Ghi rõ: điều dưỡng, ngày thực hiện.</li> </ul>  |
| KSNK        |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Bàn giao kho lưu trữ.</li> <li>-Kho sắp xếp DC theo từng khu vực.</li> <li>-Nhiệt độ phòng từ 18 – 22<sup>0</sup> C, độ ẩm 40 -50</li> <li>-Cấp phát cho khoa sử dụng.</li> </ul>  |

|           | BIÊN SOẠN   | PHÊ DUYỆT   |
|-----------|---|---|
| Họ và tên | Nguyễn Thị Long   | Hồ Phi Long   |
| Chức danh | Thạc sỹ ĐD  | Bác sỹ chuyên khoa II   |
| Chữ ký    |  |  |
| Ngày      | 03/07/17  | 03/07/17  |